

Kompakt, Kullanıcı Dostu Jel Elektroforezi




Dokunmatik Ekran

Kompakt, kullanımı kolay tek bir cihazda yeni teknoloji, yüksek performans ve daha iyi değer.

- Daha iyi teknoloji
- Daha temiz jeller
- Erişilebilir, sezgisel tasarım
- Güvenilir, güçlü testler
- Geliştirilmiş performans
- Kullanıcı dostu dokunmatik ekran kontrolü
- Bir bakışta cihaz durumu
- V8 kılcal sistemleriyle ideal
- SAS-1 ve SAS-3 jellerini çalıştırır




Elektroforez ve boyama işlemlerinin bağımsız yönetimi, esnekliği ve laboratuvar verimliliğini en üst düzeye çıkarır.




Herhangi bir programın adımlarını tek tek inceleyin, onu çalıştırmak için gereken süreyi tahmin edin ve işteğe bağlı olarak başlamadan önce başlangıç noktasını değiştirin.


Serum Proteini ve İmmüfiksasyon Jelleri




SAS-1 SP-24 Kit REF 200100
24 tests/gel • 10 gels/kit • Küçük jel



SAS-3 SP-60 Kit REF 300100
60 tests/gel • 10 gels/kit • Büyük jel




SAS-1 SP-24 SB Kit REF 200200
24 tests/gel • 10 gels/kit • Küçük jel




SAS-3 SP-60 SB Kit REF 300200
60 tests/gel • 10 gels/kit • Büyük jel

Jel Boyut Karşılaştırması K/B




SAS-1 IFE-4 Kit REF 200300
4 tests/gel • 10 gels/kit • küçük jel
SAS-3 IFE-9 Kit REF 300300
9 tests/gel • 10 gels/kit • büyük jel




SAS IgG IEF Kit REF 102200
5 tests/gel • 10 gels/kit • küçük jel


İdrar Proteini, Hemoglobin ve IgG Jelleri




SAS-1 Urine Analysis Kit REF 200400
24 tests/gel • 10 gels/kit • Küçük jel





SAS-3 Urine Analysis Kit REF 300400
60 tests/gel • 10 gels/kit • Büyük jel



SAS-1 Alk Hb Kit REF 200900
12 tests/gel • 10 gels/kit • Küçük jel



SAS-1 Acid Hb Kit REF 201000
12 tests/gel • 10 gels/kit • Küçük jel



See overleaf for the complete gel range

Sipariş Bilgileri

bakın MKD-101)

(tüm ayrıntılar için Teknik Özellikler ve Sipariş belgesine

REF	Açıklama	Jel Başına Test
Cihaz ve Aksesuarları		
500010	SAS Vitresi	n/a
500020	SAS Vitresi Starter Kit for Small Gels	n/a
500030	SAS Vitresi Starter Kit for Large Gels	n/a
Serum Proteinleri		
200100	SAS-1 SP-24 Kit	24
300100	SAS-3 SP-60 Kit	60
200200	SAS-1 SP-24 SB Kit	24
300200	SAS-3 SP-60 SB Kit	60
200700 *	SAS-1 High-Res 12 Kit	12
Ure Proteinleri		
200400	SAS-1 Urine Analysis Kit	24
300400	SAS-3 Urine Analysis Kit	60
İmmünifikasyon		
200300	SAS-1 IFE-4 Kit	4
300300	SAS-3 IFE-9 Kit	9
beşdeğerli		
300406 *	Pentavalent Screen Accessory Kit (300400 ile birlikte kullanılır)	n/a
Hemoglobin		
200900	SAS-1 Alk Hb Kit	12
201000	SAS-1 Acid Hb Kit	12
İzoenzimler		
200800 *	SAS-1 Alk-Phos Kit	12
TBC *	CK Isoenzymes	20
201300 *	SAS-1 LD Vis Kit	12
Lipoproteinler ve Kolesterol		
201100 *	SAS-1 Lipo Kit	12
TBC *	Cholesterol Profile Kit	20 (teyit edilecek)
İzoelektrik odaklama		
102200	SAS IgG IEF Kit	5
104200 *	SAS IgG IEF Plus Kit	10
301000 *	SAS Alpha-1-Antitrypsin IEF Kit	20

* Bölgenizde mevcut olup olmadığını Helena temsilcinizle görüşün

Tam otomatik kapiler ve jel elektroforez çözümü

Platinum, Helena'nın jel sonuçlarını taramak, yorumlamak ve raporlamak için kullanılabilen birleşik jel ve kapiler elektrofor ez analiz yazılımıdır. Ayrıca V8 sistemleri için kontrol ve veri yönetimi sağlar ve V8 Nexus'ta hazırlanan jel tepsileri SP, idr ar ve IFE testlerini gerçekleştirmek için SAS Vitresi ile de kullanılabilir.



V8 Nexus kılcal elektroforez analiz cihazı SAS Vitresi jel elektroforez sistemi Platin dokunmatik ekran analitik yazılımı

Helena Biosciences Europe
Queensway South,
Team Valley Trading Estate, Gateshead,
Tyne and Wear, NE11 OSD, Birleşik Krallık

MKD-098 Rev. 2 (2023/04)

Tel +44 (0)191 482 8440
sales@helena-biosciences.com
marketing@helena-biosciences.com



www.helena-biosciences.com/sas-vitresi