

TENDIGO™

INNO-LIA™ ve INNO-LiPA™ testlerinize yönelik işinizi kolaylaştırır



Manuelden otomasyona ilk adımı
atın



TENDIGO™

Tendigo günlük manuel işlerinizi otomasyon haline getirerek azaltır

INNO-LIA™ ve INNO-LiPA™ testlerine yönelik cihaz ve açık protokol programlama mevcuttur

TENDIGO™, INNO-LIA™ ve INNO-LiPA™ testlerinin otomatik işlenmesine yönelik bir cihazdır. Onaylı test protokolleri ektedir ve açık protokol programlama için uygundur.

TENDIGO™, günlük iş hacmi sadece bir test olduğunda bile otomasyon için düşük maliyetli çözüm sunmaktadır. Cihaz pipetleme tekniği minimum rezidual reaktif hacimlerini hesaba katmıştır ve su banyosu gibi ekstra aletler gerekli değildir. Cihazın kuru ısıtıcısı testlerinizin hızlı ve doğru işlenmesine olanak sağlayacaktır.



test hacim verimi

Manuelden otomasyona



1'den 10 stripe kadar çalışır

Kullanımı Kolay

Günlük minimum cihaz başlatma süresi
Kolay günlük test çalışma kurulumu
Onaylı INNO-LIA™ ve INNO-LiPA™ protokolleri
Minimum aktif katılım süresi



Verimli

Bakım gerekmez
Kalibrasyon gerekmez
Kendi kendini temizler
Hızlı ve doğru işlem için kuru ısıtıcı
Minimum rezidual reaktif hacmi
Ekstra cihaz gerekmez

Fleksibl

Açık protokol programlama
Isıtmalı ve ısıtmalı olmayan strip işleme
Sadece 1'den 10 stripe kadar çalışma

TENDIGO™

INNO-LIA™ ve INNO-LiPA™ testlerinize yönelik işlerinizi kolaylaştırır

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Test kapasitesi	1 - 10 strip
Test uygunluğu	tüm güncel INNO-LIA™ & INNO-LiPA™ test kitleri
Reaktif dağıtım hacmi	1 veya 2mL
Dağıtım doğruluğu	+/- 10%
Reaktif kap çalkalama usulleri	25 veya 35 rpm
Reaktif tepsileri	2 ısıtılmış, 4 ısıtılmamış, 1 DI konteyner (şırınga temizliği için)
Sıcaklık aralığı	40° C - 65°C, veya ısıtılmamış
Sıcaklık hassasiyeti	reaksiyon kapları arasında 1° C pencere
Sıcaklık doğruluğu	Reaksiyon kapları üzerindeki ortalama sıcaklık 0,5°C'lik ayar noktası içerisindedir.
Olay günlüğü	USB bağlantılı PC ile kullanılabilir
Kullanıcı arayüz dili	İngilizce
Önceden yüklenmiş kapalı test protokolleri	11 (INNO-LIA™ & INNO-LiPA™ protokolleri)
Toplam test protokol kapasitesi	25
Protokol düzenleme ve yükleme	PC bağlantılı USB'ye uygun yazılım
Cihaz kontrolü	tek başına kullanılabilir, PC gerekmez
Cihaz ebatları	695 mm x 370 mm x 460 mm (W x H x D)
Cihaz ağırlığı	Güç kaynağı hariç 23.2 kg
Güç kaynağı	110V - 240V (50/60 Hz)
Minimum reaktif kullanımı	
Bakım gerektirmez	

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Ürün	Tanım	Malzeme No
TENDIGO™	CE	80412
İçindekiler: cihaz, kullanım talimatı (ingilizce), tek kullanımlık tepsiler (5'li paket), DI su tepsisi, soğuk buffer tepsisi + kapak, ılık buffer tepsisi + kapak, son QC prosedürleri için TENDIGO™ uygunluk belgesi güç kablosu (1 normal CE kablo), güç adaptörü, USB kablo, şişe ('toksik atık' etiketli), delikli şişe kapağı cihaz kurulum raporu		
TENDIGO™ Tek Kullanımlık Tablalar	CE	80421
5'li paket		

Daha fazla bilgi ve video için

www.fujirebio-europe.com/tendigo

Fujirebio Europe N.V.
Technologiepark 6- B-9052 Gent - Belgium
T +32 (0)9 329 13 29 - F +32 (0)9 329 17 75
www.fujirebio-europe.com