

Hızlı tanı ile RIDA®QUICK

Enfeksiyonların tanısı için güvenilir immünokromatografik test çözümleri



Güvenilir:
Her parametre için
kullanıma hazır
kontrol materyali



Hassas:
En yaygın
enteropatojenik
organizmaların
noninvaziv olarak
saptanması



Hızlı:
30 dakika
içinde sonuç

Daha fazla bilgi için:



<https://r-b.io/z>

RIDA®QUICK

Hızlı test portföyü

En yaygın enteropatojenik organizmaların tanısall testleri için, kapsamlı bir hızlı immünokromatografik test portföyü sunuyoruz.

Avantajlarınız

**Basit:**

Kullanıma hazır reaktifler

**Sağlam:**

Geniş sıcaklık aralığında saklama

**Doğru:**

Entegre kontrol hattı

**Pratik:**

Bireysel olarak paketlenmiş testler

Antijen tespiti ve ilgili kontroller

**Bakteri**

Campylobacter
Clostridium difficile GDH
Clostridium difficile Toxin A/B
Helicobacter

**Virüsler**

Norovirus (GI/GII)
Rotavirus
Adenovirus

**Parazitler**

Cryptosporidium
Giardia
Entamoeba



Tespit formatları



Kontrol ve test hattının renk farkı



Çeşitli patojenler için renk farklılaşması



Renkli lateks partiküller



Herhangi bir konumda numune testi için eksiksiz ekipman



Parametrelerin renk farklılaşması



Kolloidal altın partiküller

Test formatları

Tekli

- Campylobacter
- Clostridium difficile GDH
- Clostridium difficile Toxin A/B
- Helicobacter
- Rotavirus
- Norovirus (GI/GII)
- Giardia
- Cryptosporidium
- Entamoeba

İkili

- Rotavirus/Adenovirus
- Cryptosporidium/Giardia

Üçlü

- Rotavirus/Adenovirus/Norovirus (GI/GII)
- Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba

Sipariş bilgileri

Ürün	Testler	Ürün No.
Bakteri		
RIDA®QUICK Campylobacter	25	N2403
RIDA®QUICK Clostridium difficile GDH	25	N0703
RIDA®QUICK Clostridium difficile Toxin A/B	25	N0803
RIDA®QUICK Helicobacter	25	N2303
Virüsler		
RIDA®QUICK Norovirus	25	N1402
RIDA®QUICK Rotavirus	20	N0903
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi	20	N1003
RIDA®QUICK Rota/Adeno/Noro Combi	20	N1903
Parazitler		
RIDA®QUICK Giardia	20	N1103
RIDA®QUICK Cryptosporidium/Giardia Combi	20	N1123
RIDA®QUICK Cryptosporidium	20	N1203
RIDA®QUICK Entamoeba	20	N1703
RIDA®QUICK Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba Combi	20	N1723

Ürün	Ürün No.
Kontroller	
RIDA®QUICK Campylobacter Control	NP2404
RIDA®QUICK Clostridium difficile GDH Control	NP0704
RIDA®QUICK Clostridium difficile Toxin A/B Control	NP0804
RIDA®QUICK Helicobacter Control	NP2304
RIDA®QUICK Norovirus Control	NP1404
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Combi Control	NP1904
RIDA®QUICK Parasite Control (Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba)	NP1704
Aksesuarlar	
RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus Sample diluent	ZN1004



Tanırlarınızı RIDA®QUICK hızlı testleri ile tamamlamaya hazır mısınız? Bizimle info@r-biopharm.de adresinden iletişime geçin.