


## Kompakt, Kullanıcı Dostu Jel Elektroforezi




Kompakt, kullanımı kolay tek bir cihazda yeni teknoloji, yüksek performans ve daha iyi değer.

- Daha iyi teknoloji
- Daha temiz jeller
- Erişilebilir, sezgisel tasarım
- Güvenilir, güçlü testler
- Geliştirilmiş performans
- Kullanıcı dostu dokunmatik ekran
- Bir bakışta cihaz durumu
- V8 kılcal sistemleriyle ideal
- SAS-1 ve SAS-3 jellerini çalıştırır




Elektroforez ve boyama i lemlerinin ba ımsız yönetimi sayesinde esneklik ve laboratuvar verimlili i maksimum seviyeye çıkartır




Herhangi bir programın adımlarını tek tek inceleyin, çalı tırması için gereken süreyi tahmin edin ve iste e ba lı olarak ba latma noktasını de i tirin

## Serum Proteini ve İmmüfiksasyon Jelleri


## İdrar Proteini, Hemoglobin ve IgG Jelleri




**SAS-1 SP-24 Kit** REF 200100  
24 tests/gel • 10 gels/kit • Küçük jel




**SAS-3 SP-60 Kit** REF 300100  
60 tests/gel • 10 gels/kit • Büyük jel




**SAS-1 Urine Analysis Kit** REF 200400  
24 tests/gel • 10 gels/kit • Küçük jel




**SAS-3 Urine Analysis Kit** REF 300400  
60 tests/gel • 10 gels/kit • Büyük jel




**SAS-1 SP-24 SB Kit** REF 200200  
24 tests/gel • 10 gels/kit • Küçük jel



**SAS-3 SP-60 SB Kit** REF 300200  
60 tests/gel • 10 gels/kit • Büyük jel




**SAS-1 Alk Hb Kit** REF 200900  
12 tests/gel • 10 gels/kit • Küçük jel




**SAS-1 Acid Hb Kit** REF 201000  
12 tests/gel • 10 gels/kit • Küçük jel


### Jel Boyut Karşılaştırması K/B




**SAS-1 IFE-4 Kit** REF 200300  
4 tests/gel • 10 gels/kit • küçük jel



**SAS IgG IEF Kit** REF 102200  
5 tests/gel • 10 gels/kit • küçük jel



**SAS-3 IFE-9 Kit** REF 300300  
9 tests/gel • 10 gels/kit • büyük jel



Gel size comparison  
Small: 100 mm × 80 mm  
Large: 152 mm × 198 mm

See overleaf for the complete gel range

# Sipariş Bilgileri

bakın MKD-101)


(tüm ayrıntılar için Teknik Özellikler ve Sipariş belgesine

REF	Açıklama	Jel Başına Test
<b>Cihaz ve Aksesuarları</b>		
500010	SAS Vitresi	n/a
500020	SAS Vitresi Starter Kit for Small Gels	n/a
500030	SAS Vitresi Starter Kit for Large Gels	n/a
<b>Serum Proteinleri</b>		
200100	SAS-1 SP-24 Kit	24
300100	SAS-3 SP-60 Kit	60
200200	SAS-1 SP-24 SB Kit	24
300200	SAS-3 SP-60 SB Kit	60
200700 *	SAS-1 High-Res 12 Kit	12
<b>Ure Proteinleri</b>		
200400	SAS-1 Urine Analysis Kit	24
300400	SAS-3 Urine Analysis Kit	60
<b>İmmünifikasyon</b>		
200300	SAS-1 IFE-4 Kit	4
300300	SAS-3 IFE-9 Kit	9
<b>beşdeğerli</b>		
300406 *	Pentavalent Screen Accessory Kit (300400 ile birlikte kullanılır)	n/a
<b>Hemoglobin</b>		
200900	SAS-1 Alk Hb Kit	12
201000	SAS-1 Acid Hb Kit	12
<b>İzoenzimler</b>		
200800 *	SAS-1 Alk-Phos Kit	12
TBC *	CK Isoenzymes	20
201300 *	SAS-1 LD Vis Kit	12
<b>Lipoproteinler ve Kolesterol</b>		
201100 *	SAS-1 Lipo Kit	12
TBC *	Cholesterol Profile Kit	20 (teyit edilecek)
<b>İzoelektrik odaklama</b>		
102200	SAS IgG IEF Kit	5
104200 *	SAS IgG IEF Plus Kit	10
301000 *	SAS Alpha-1-Antitrypsin IEF Kit	20

\* Bölgenizde mevcut olup olmadığını Helena temsilcinizle görüşün

## Tam otomatik kapiler ve jel elektroforez çözümü

Platinum, Helena'nın jel sonuçlarını taramak, yorumlamak ve raporlamak için kullanılabilen birleşik jel ve kapiler elektrofor ez analiz yazılımıdır. Ayrıca V8 sistemleri için kontrol ve veri yönetimi sağlar ve V8 Nexus'ta hazırlanan jel tepsileri SP, idr ar ve IFE testlerini gerçekleştirmek için SAS Vitresi ile de kullanılabilir.



V8 Nexus kılcal elektroforez analiz cihazı SAS Vitresi jel elektroforez sistemi Platin dokunmatik ekran analitik yazılımı

helena  
Biosciences Europe

Helena Biosciences Europe  
Queensway South,  
Team Valley Trading Estate, Gateshead,  
Tyne and Wear, NE11 0SD, Birleşik Krallık

MKD-098 Rev. 2 (2023/04)

[www.helenabiosciences.com/sas-vitresi](http://www.helenabiosciences.com/sas-vitresi)

Tel +44 (0)191 482 8440  
sales@helenabiosciences.com  
marketing@helenabiosciences.com

pera<sup>®</sup>  
Medikal

Yüce Tarla Cad. No:14 Zuhuratbaba Bakırköy  
STANBUL 34147 / TÜRK YE  
Tel: (0212) 414 70 70 Fax: (0212) 570 55 59  
pera@peramedikal.com  
www.peramedikal.com